

GEBRUIKSAANWIJZING FOOTCONNECTION ZOOLTJES

In deze gebruiksaanwijzing lees je hoe je optimaal plezier hebt van de **FOOTCONNECTION** zooltjes voor in je schoenen.

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

De zooltjes zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof in verschillende hardheden. Het materiaal is schokdempend en heel licht van gewicht. De bovenkant is afgewerkt met een laagje leer of kunststof materiaal.

HOE MAAK JE DE ZOOLTJES ZELF OP MAAT VOOR JOUW SCHOENEN?

In de meeste gevallen leveren wij de zolen persoonlijk af. Wij maken jouw zooltjes dan passend in de schoenen. Heb je je zooltjes afgehaald bij een ander adres dan de locatie van **FOOTCONNECTION** in Culemborg? Of heb je de zooltjes ontvangen via de post? Dan kan het voorkomen dat de zooltjes toch iets te lang zijn. Kortere maken kan als volgt:

- Verwijder de ingelijmde zooltjes uit jouw schoenen.
De zooltjes zijn namelijk bedoeld om te gebruiken in een schoen met een vlakke binnenzool.
- Leg de onderzijde van het bestaande rechter zooltje tegen de onderzijde van het linker zooltje van **FOOTCONNECTION**, met de hakken gelijk.
- Trek met een pen een lijntje op het zooltje van **FOOTCONNECTION**, langs het zooltje met de juiste maat.
- Knip het dekje van het zooltje nu langs de lijn af met een scherpe schaar.
- Doe hetzelfde met het linker zooltje.
- Leg de zooltjes van **FOOTCONNECTION** in jouw schoenen.

TIWIFEL JE OVER HET OP MAAT MAKEN VAN JOUW ZOOLTJES?

Maak dan een afspraak met ons. Jouw adviseur van **FOOTCONNECTION** maakt dan de zolen passend in jouw schoenen.

TIWIFEL JE OF JOUW SCHOENEN GESCHIKT ZIJN VOOR ZOOLTJES?

De constructie van de zooltjes maakt ze geschikt voor gebruik in verschillende schoenen. Niet alle schoenen zijn echter geschikt voor het gebruik van zooltjes. Twijfel je of jouw schoenen geschikt zijn voor zooltjes? Vraag dan advies aan jouw specialist van FootConnection.

ONDERHOUD

De sportzooltjes zijn vochtbestendig. Je kunt ze schoonmaken met een lauw sopje en een licht vochtig doekje. Let op: dompel de zooltjes niet onder in een sopje en/of schoonmaakmiddel. De zooltjes nemen dan teveel vocht op. Natte zooltjes kun je het beste op kamertemperatuur laten drogen. Leg de zooltjes nooit op, in of naast een warmtebron.

GEWENNING

Het kan even duren voordat je aan de zooltjes gewend bent. Ervaar je je zooltjes als onprettig? Dan kun je de zooltjes de

eerste dagen beter korte tijd dragen en de draagperiode daarna iets verlengen. Je draagt de zooltjes bijvoorbeeld 1 uur op de eerste dag en de dagen erna telkens 1 uur extra.

Na 10 tot 21 dagen ben je in het algemeen aan de zooltjes gewend. Heb je na een gewenningsperiode van 6 weken nog klachten? Neem dan contact op met de specialist die jouw zooltjes heeft aangemeten.

SLIJTAGE HANGT AF VAN JOUW SOORT SCHOEN EN DE MANIER VAN PLAATSEN VAN DE ZOOLTJES

Draag je je zooltjes in schoenen met een zachte basis, zoals bijvoorbeeld sneakers? Dan slijten ze eerder dan wanneer je de zooltjes draagt in schoenen met een harde basis. Leg je je zooltjes in een ander paar schoenen? Zorg er dan voor dat de vetersluitingen van de schoenen helemaal open zijn. Zo slijten de zooltjes minder hard en gaan ze langer mee.

REPARATIE VAN DE BOVENLAAG IS BIJ ZOOLTJES TOT 1 JAAR OUD MEESTAL MOGELIJK

Treedt er slijtage op? Dan kan de bovenlaag bij zooltjes tot 1 jaar meestal eenvoudig vervangen worden. Zijn de zooltjes ouder dan 1 jaar en intensief gedragen? Dan is het vervangen van het bovendekje niet altijd mogelijk. Het zooltje kan scheuren en in dat geval moeten er nieuwe zooltjes gemaakt worden. Dit valt niet onder enige vorm van garantie.

CORRECTIES OF VERANDERINGEN VALLEN TOT DRIE MAANDEN ONDER SERVICE

Na drie maanden na afhaaldatum vallen correcties of veranderingen van zooltjes niet meer onder service, tenzij anders is overeengekomen. Voor aanpassingen worden geringe kosten in rekening gebracht. Zie voor de prijslijst www.footconnection.nl.

GEEN GARANTIE OP REPARATIES IN EEN ANDERE WERKPLAATS

De zooltjes worden met uiterste zorg vervaardigd. **FOOTCONNECTION** doet er alles aan om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken. Aanpassingen aan een zooltje, gedaan door andere dan de werkplaats in Culemborg vallen buiten de garantie.

LAAT DE ZOOLTJES IEDER JAAR CONTROLEREN

Wij adviseren je om de zooltjes ieder jaar te laten controleren. Zo kun je langere tijd genieten van een optimaal draagcomfort.

FOOTCONNECTION

Dahliastraat 72
4101 HE Culemborg
0345 - 52 03 30
mail@footconnection.nl
www.footconnection.nl